


„leicht und luftig“

Magnetisches Stativsystem
zur Halterung von MedTech- Versuchsaufbauten

Schwerpunkt Schülerübungsversuche



für „Nichtschrauber“


Minikatalog mit Bestellformular

(Die Preiserhöhung ist der gesetzlichen Mehrwertsteuer geschuldet)

weitere Infos unter:
www.bhbrand.de

Minikatalog 1 - 2017

Thema: **Magnetisches Stativsystem** (s. www.bhbrand.de)



Haltestativ

Dient zur Aufnahme (Hoch- oder Querformat) der Experimentierplatte (1002) oder der kleinen Weißwandtafel (60 x 45 cm) (Nr. 1002a). Es ist besonders geeignet für Schülerübungen. Die Haltestative sind stapelbar. Die Tafeln können mit Hilfe der beiden Schrauben höher gesetzt werden, um z.B. die Smartphone-Halterung (Nr. 2009, Minikatalog 2, (th.grofe@t-online.de)) unterhalb der Tafel anzuheften oder besonders hohe Versuchsaufbauten aufzunehmen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1001	Haltestativ aus Alu mit 4 Flachgreifermagneten passend zur Experimentierplatte (1002) oder der kleinen Weißwandtafel (60 x 45 cm) (Nr. 1002a). Maße: ca. 400 x 230 x 280 mm	54,74



Experimentierplatte

Auf der Experimentierplatte lassen sich Versuchsanordnungen aus Spritzen, Dreiwegehähnen usw. mit Magnethaltern sicher befestigen und auch schnell variieren. Sie stellt somit die ideale Ergänzung der MedTech-Versuche dar. Aber auch viele der im Unterricht verwendeten klassischen Aufbauten lassen sich so an der „weißen Wand“ fixieren. Die Pulverbeschichtung ist recht widerstandsfähig.

Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1002	Experimentierplatte (300 x 400 mm, d = 1 mm), Stahl, allseits umgekanntet, pulverbeschichtet, weiß RAL 9001 passend zum Haltestativ 1001	26,18



Kleine Weißwandplatte als Experimentierplatte

Eine Alternative zur Experimentierplatte (Nr. 1002) ist die kleine Weißwandtafel. Sie hat die Maße 600 x 450 mm, ist also größer als die Experimentierplatte.

Auf der Abbildung ist die Smartphone-Halterung (2009, Minikatalog 2 von Th. Grofe (th.grofe@t-online.de)) unterhalb der Weißwandtafel angebracht.

Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1002a	Weißwandtafel 600 x 450 mm [office-discount Nr. 249409-43]	35,00

Minikatalog 1 - 2017

Magnethalter

Magnethalter sind magnetisch haftende Federklemmen. Sie dienen zur Aufnahme von Spritzen, Reagenzgläsern, Reaktionsrohren etc.. Sie sind mit verschiedenen Federklemmenweiten lieferbar. Die Unterseite ist mit einem Kratzschutz versehen.



Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1003	Magnethalter Typ 1 (Farbmarkierung blau) Optimale Spannweite: d = 8 mm (8 mm Reaktionsrohre, Spritzen 2,5 mL, etc.)	6,55
1004	Magnethalter Typ 2 (Farbmarkierung gelb) Optimale Spannweite: d = 16 mm (Reagenzgläser d = 16 mm, Spritzen 10 mL, etc.)	6,55
1005	Magnethalter Typ 3 (Farbmarkierung grün) Optimale Spannweite: d = 20 mm (RG mit Ansatz SB19 d = 16 mm, Spritzen 20 mL, Reagenzgläser weit d = 20 mm, etc.)	6,55
1006	Magnethalter Typ 4 (Farbmarkierung rot) Optimale Spannweite: d = 28 mm (Spritzen 50 mL)	6,55

Magnetische Arbeitsbühne

Versuche in Bechergläsern, Erlenmeierkolben, etc. lassen sich an der Experimentierplatte mit der Magnetischen Arbeitsbühne durchführen. Zwei Magnete halten die winkelförmige Bühne.



Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1007	Magnetische Arbeitsbühne (winkelförmig 60 x 60 mm), 120 mm lang. Zwei Magnethalter	9,52

Magnetrührer

Der Minimagnetrührer kann in jede Apparatur mit einem Magnethalter Platz sparend eingebaut werden. Zur Stromversorgung benötigt man eine 1,5 V Batterie.



Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1008	Magnetrührer mit Motor, Achse und eingesetztem Antriebsmagneten (ohne den mit abgebildeten Magnethalter)	13,69


Minikatalog 1 - 2017



Magnetrührer mit Arbeitsbühne

Der Kompaktrührer besteht aus einer magnetisch haftenden Arbeitsbühne, die einen regelbaren Magnetrührer mit Stromversorgung und Schalter trägt.


Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1009	Magnetische Arbeitsbühne (winkelförmig 60 x 60 mm), 120 mm lang mit zwei Magneten, Rührmotor, Batteriefach (Mignon 1,5 V), EIN/AUS-Schalter, Drehzahlregler	41,65



Minirührfischfänger

Mit dem Minirührfischfänger lassen sich leicht Rührfische aus Reaktionsgefäßen entfernen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1010	Minirührfischfänger, l = 150 mm, d = 5 mm, mit eingesetztem Rundmagneten	2,98



Magnetische Hahnenbank

Über eine Dreifachhahnenbank lassen sich mehrere Spritzen oder Heidelberger-Verlängerungen an eine Apparatur ansetzen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1011	Hahnenbank (3x) mit 1 Magneten	14,88



Reagenzlashalter

Drei Reagenzgläser lassen sich mit diesen Halterungen auf der Experimentierfläche fixieren.

Best.-Nr.	Bezeichnung	€ incl. MWSt
1012	Reagenzlashalter für drei laborübliche Reagenzgläser d = 16 mm (z.B. 16 x 160) mit 2 Magneten	14,88
1013	Reagenzlashalter für drei Reagenzgläser mit größerem Durchmesser d = 20 mm (z.B. 20 x 150) mit 2 Magneten	14,88

Minikatalog 1 - 2017

Bestellung

Fax: 03222 686 776 9 Tel: 05223 / 5339	Absender / Versandanschrift: Kundennummer (falls bekannt): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fachbereich: _____ Name: _____ Schule: _____ Straße: _____ PLZ: _____ Ort: _____ Tel.: _____ Fax: _____ Email: _____ Datum / Unterschrift: _____
Post: Dr. B.H. Brand Sachsenstr. 7 32257 Bünde	
E-Mail: BH_Brand@t-online.de www.bhbrand.de www.chemac-win.de	

Best.Nr.	Bezeichnung / Artikel	Menge	E-Preis incl. MWSt / €	G-Preis in €
1001	Haltestativ aus Alu mit 4 Flachgreifermagneten passend zur Experimentierplatte (1002)		54,74	
1002	Experimentierplatte (300 x 400 mm), allseits umgekantet, pulverbeschichtet, weiß RAL 9001 passend zum Haltestativ 1001		26,18	
1002a	Weißwandtafel 60 x 45 cm Office-discount Nr. 249409-04		35,00	
1003	Magnethalter Typ 1 d = 8 mm		6,55	
1004	Magnethalter Typ 2 d = 16 mm		6,55	
1005	Magnethalter Typ 3 d = 20 mm		6,55	
1006	Magnethalter Typ 4 d = 28 mm		6,55	
1007	Magnetische Arbeitsbühne		9,52	
1008	Magnetrührer einzeln		13,69	
1009	Magnetrührer mit Arbeitsbühne, Batteriehalterung, Drehzahlregelung und Schalter		41,65	
1010	Minirührfischfänger		2,98	
1011	Magnetische Hahnenbank (3x)		14,88	
1012	Magnetischer Reagenzglashalter für 3 RG (d = 16 mm)		14,88	
1013	Magnetischer Reagenzglashalter für 3 RG (d = 20 mm)		14,88	
			Summe	

Minikatalog 1 - 2017

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Kontakt zum Lieferanten:

Dr. Brand, Herstellung und Vertrieb von Lehrmitteln
Sachsenstr. 7
32257 Bünde
05223-5339
bh_brand@t-online.de

1 Geltung der Vertragsbedingungen

1. Der Verkäufer bietet seine Leistungen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Geschäftsbedingungen an.
2. Meine Angaben auf Internet-Web-Seiten u.ä. sind unverbindlich; Preise sind freibleibend. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Ein Vertrag kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung (die Zusendung einer E-Mail genügt) oder mit Beginn der Ausführung der Leistung durch den Verkäufer zustande.
3. Der Käufer anerkennt den Urheberrechtsschutz und die Gewährleistungsbedingungen mit dem Öffnen der Originalverpackung an.
4. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages gelten nur, wenn der Verkäufer sie schriftlich oder elektronisch bestätigt hat.

2 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
2. Zum angegebenen Preis kommen noch Versand- und Verpackungskosten hinzu.
3. Im Falle des Verzuges des Käufers fallen Mahngebühren an, die den tatsächlichen Unkosten entsprechen.
4. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.
5. Die Lieferung der Ware erfolgt auf Rechnung. Nach Erhalt der Ware verpflichtet sich der Käufer innerhalb von 14 Tagen den Betrag auf das auf der Rechnung angegebene Konto zu überweisen.

3 Eigentumsvorbehalt

Dem Verkäufer bleibt das Eigentum an den gelieferten Produkten bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen einschließlich Nebenforderungen vorbehalten. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zurückzunehmen.

4 Lieferumfang und Nutzungsrechte

1. Die Lieferung umfasst CD-ROMs, welche urheberrechtlich geschützt sind. Nutzung und Verwertung der Inhalte sind nur im nachfolgenden Umfang gestattet:
 - a. Der Käufer darf die CD-ROM nicht vervielfältigen.
 - b. In Materialien enthaltene Copyright-Vermerke und sonstige Vermerke über Rechtsvorbehalte dürfen nicht geändert werden.
 - c. Zur Sicherung künftiger Benutzung des Programms darf der Käufer eine Sicherungskopie des Programmpaketes herstellen.
 - d. Der Käufer ist nicht berechtigt, die CD-ROM oder Teile der selben zu vermieten, zu verleihen, auf Internetseiten zu verwenden oder die Daten in irgendeiner elektronischen Form (z.B. auf CD-ROM) zu kopieren und weiterzugeben.
 - e. Der Verkäufer behält sich alle weitergehenden Rechte zur Nutzung oder Verwertung des Programmpaketes vor. Weder der Käufer noch nachfolgende Nutzer sind berechtigt, das Programm oder abgeänderte oder bearbeitete Fassungen gleichzeitig auf mehr als einem Rechner zu nutzen oder Vervielfältigungsstücke des Programmpaketes in seiner Originalfassung oder in abgeänderter oder bearbeiteter Fassung zu verbreiten, auch wenn sie solche Vervielfältigungsstücke auf wesentliche Teile der geänderten Fassungen beschränken.

Minikatalog 1 - 2017

2. Die Ausführungen einiger Produkte, insbesondere der Experimentierplatte und seiner Verpackungen hängt vom Zulieferer ab.

5 Versandart und Kosten

Der Versand erfolgt an die vom Käufer angegebene Adresse. Der Versand von CDs erfolgt als Brief (Deutsche Post). Größere Güter als Paket per DHL. Es werden die Versandtarife der DHL zugrunde gelegt.

6 Liefertermine

Auf CD gebrannte Programme werden innerhalb von 3-4 Werktagen zur Auslieferung gebracht. Artikel aus dem „Minikatalog“ werden so schnell wie möglich gefertigt. Den voraussichtlichen Liefertermin kann man der Auftragsbestätigung entnehmen.

7 Haftung

1. Der Verkäufer haftet nicht für einen Datenverlust, Schäden an Datenträgern oder anderen Programmen, Betriebsunterbrechungen u.ä.
2. Die weiterführenden Links wurden zum Zeitpunkt der Linksetzung geprüft und waren frei von illegalen Inhalten. Der Autor distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten gelinkter Seiten und macht sich deren Inhalte nicht zu eigen. Die Benutzung der hier vorliegenden Informationen geschieht auf vollkommen eigene Verantwortung.
3. Haftung für Schäden oder Verluste, die beim Umgang mit beschriebenen Materialien, Stoffen oder bei der Durchführung von chemischen Versuchen entstehen, ist ausgeschlossen; ebenso wie Schadensersatzforderungen oder Gewährleistungsansprüche aufgrund falscher oder fehlender Angaben.
4. Die Materialien dürfen nur unter ständiger Aufsicht von fach- und sachkundigen Erwachsenen eingesetzt werden. Bei Experimenten sind sämtliche geltenden Sicherheitsbestimmungen (z.B. beim Umgang mit Gefahrstoffen, beim Umgang mit starken Magneten bei Arbeiten mit Unter-, Überdruck etc.) zu beachten. Das Tragen geeigneter Schutzausrüstung ist notwendig. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können

8 Mängelhaftung

Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.

9 Widerrufsbelehrung

1. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dr. Brand, Herstellung & Vertrieb von Lehrmitteln, Sachsenstr. 7, 32257, Tel.: 05223-5339, Fax: 03222 686 776 9, E-Mail: bh_brand@t-online.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Beachten Sie bitte:

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Computersoftware in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

2. Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die

Minikatalog 1 - 2017

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

3. Muster-Widerrufsformular

Muster – Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
Dr. Brand, Herstellung & Vertrieb von Lehrmitteln
Sachsenstr. 7
32257 Bünde

Fax: 03222 686 776 9
E-Mail: bh_brand@t-online.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Stand: 1. Februar 2017