


Workshop - Station G.13 Klammern und Halterungen zum Magnettafelsystem

Die beiden **Metallkoffer** enthalten ein Sortiment der Klammern und Halterungen, sortiert nach dem Einsatz als Einzel-Klammern, als (Reagenzglas-)Halter und als Klammern für die Winkeltische.



**Federklammern Terry (beschichtet); Schraubengrößen; Beispiele für die Verwendung
A) für die Weißwandtafel**

	Mulbrod-Nr. u. a. weiß	Preis (netto)	Durch- messer	Schrauben, Magnete	Rggl-Halter Abstand	Halterung z. B. für
1	LS 101/10	0,39 €	6 mm	3 x 35 mm FG 20		Kombistopfen (enger Teil); (Pt-)Glasstab, -rohr 6(7) mm; 1 mL-Spritzen; Thermometer; Kanülen, ...
2	LS 101/11	0,41 €	10 mm	3 x 30 ²⁾ mm FG 20		Kombistopfen, weit; Glasrohr, -stab 8 mm, 2 mL-Spritzen, Quarzglas-Rohr 8/10 mm; Kanüle an Heidelberger Verl.
3	LS 101/12	0,46 €	13 mm	3 x 30 mm FG 20	7 Rggl 2,3 cm	<i>Reagenzgläser 11 x 70 mm, 12 x 100 mm;</i> Injektstopfen, Kombistopfen (weites Ende); Thermofühler
4	LS 101/13	0,47 €	16 mm	4 x 25²⁾ mm FG 25	6 Rggl 3,1 cm	Standardgröße <i>Reagenzgläser 16 mm; 10 mL-Spritzen</i> 10 mL-Messzylinder, ...
5	LS 101/14	0,53 €	19 mm	4 x 25 mm FG 25	5 Rggl 3,8 cm	Standardgröße <i>Reagenzgläser 20 mm; 20 mL-Spritzen⁴⁾</i> <i>NS 19 (d = 25 mm), 25 mL-</i> <i>Messzylinder, ...</i>
6*	LS 101/15	0,61 €	25 mm	4 x 20 mm FG 25(32)		Quarzrohr-Kühler (d = 32 mm); NS 24 (d = 29 mm); Deckel der „Kunststoff- Flaschen“ (d = 32 mm)
7	LS 101/16	0,69 €	29 mm	4 x 16 mm FG 32	4 Rggl 5,1 cm	Standardgröße <i>Reagenzgläser 30 mm; 50 mL-Spritzen</i> Mikrobrenner
8*	LS 101/17	0,78 €	32 mm	4 x 16 mm FG 32		Feuerzeuggas-Kartusche, klein (100 mL-Spritze [Penta Ferte])
9	LS 101/18	1,21 €	38 mm	4 x 10 mm FG 32		120 mL-Spritze (d = 43 mm); NS 29 (d = 36 mm), z. B. Gaswaschflasche
10	LS 101/19	1,57 €	51 mm	4x16 mm Se ³⁾ P 20		Flüssiggas-Dose, groß (d = 53 mm); Standzylinder (mittel) kleine BG, Gaswaschflasche unten (d = 57 mm))

* unnötig

²⁾ nur zur Hälfte einschrauben

³⁾ Senkschraube

⁴⁾ passt zur Hahnenbank

**Federklammern Terry (beschichtet); Schraubengrößen; Beispiele für die Verwendung
B) für die Winkeltische**

	Mulbrod-Nr.	Durchmesser	Schrauben, Magnete	Halterung z. B. für
1	LS 101/15	25 mm	4 x 10 mm, FG 25(32) direkt auf FG geschraubt	NS 19; z. B. Enghals-Flaschen, 250 mL (d = 24 mm)
2	LS 101/16	29 mm	4 x 10 mm, FG 32 direkt auf FG geschraubt	NS 24 (d = 29 mm); Schraubdeckel von Mineralwasser- Flaschen usw. (d = 28 mm)
3	LS 101/18	38 mm	4 x 10 mm P 20 (16)	NS 29 (d = 36 mm); z. B. Gaswaschflasche; Erlenmeyerkolben, Enghals 250 mL (d = 36 mm); Schraubdeckelflaschen
4	LS 101/19	51 mm	<i>4x16 mm Senkschraube</i> P 20	Standzylinder (mittel), kleine BG; Erlenmeyerkolben, Weithals 250 mL (d = 52 mm)
5a	Klettband (doppelseitig)	variabel > 60 mm	<i>4x10 mm Senkschraube</i> <i>P16 (20)</i>	Bechergläser (groß), z. B. 250 mL, hohe Form (d = 70 mm), weite Form (d = 80 mm); 800 mL, weite Form (d = 11 cm); Einweckgläser
5b	mit eingefügter Klarsichtfolie	wie 5a	wie 5a	wie 5a